

Eugenolový olej

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD**  
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: 100% eugenolový olej

### URČENÍ

EUGENOL slouží jako tekutá složka k přípravě past pro vyplnění kořenových kanálků a materiálů pro provizorní vyplnění kavít. Používá se zejména v kombinaci s oxidem zinečnatým.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Směs pro provizorní vyplnění kavít musí být zpracována tak, aby se pasta nelepila ke skleněné nádobce ani lopatce. Namíchaná směs pro výplň kořenových kanálků musí mít krémovou konzistenci.

### KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.  
Nepoužívejte pro kompozity, protože eugenol zabraňuje polymeraci. Nepoužívejte u těhotných žen.

### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
Dráždí sliznici ústní dutiny a oči. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití vypijte velké množství vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C.

Chraňte proti slunečnímu záření.

Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

### NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci. OBAL

Lahvička s kapátkem a obsahem 10 ml nebo 20 ml přípravku.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85