

Hydroxid vápenatý

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: hydroxid vápenatý, hydroxylapatit, vápenaté soli, bezvodý uhličitán sodný, oxid hořečnatý.

URČENÍ

Výrobek HYDROCAL je určený jako materiál pro provizorní výplň kavit a kořenových kanálků a také u metody přímého a nepřímého překrytí pulpy.

Výrobek působí remineralizačně na tvrdé tkáně zubu, představuje provizorní ochranu kavit nebo kanálků před konečným vyplněním. HYDROCAL je určený k míchání past v kombinaci s vybranou tekutinou, zejména s fyziologickým roztokem.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Smíchejte hydroxid vápenatý s destilovanou vodou nebo fyziologickým roztokem, abyste dosáhli pastovité konzistence, vyplňte kavitu nebo kanálek. Výplň ponechte v kavitě nebo kořenovém kanálku 1–4 týdny.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Výrobek může vážně poškodit oči. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek dráždí kůži a sliznici ústní dutiny. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití vypijte velké množství vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem používejte jednorázové rukavice a ochranné brýle.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte před vlhkem. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Nádobka s obsahem 10 g přípravku.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85