



Podpůrný gel pro úplnou polymeraci kompozitů

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLŐŽENÍ: propantriol (glycerol), čištěná voda, gelová báze.

URČENÍ

Gel INOX slouží k použití během:

- polymerace výplní ze světlem vytvrzovaných kompozitů;
- protetikého ošetření s použitím kompozitních cementů (např. lepení fazet, inlayů, onlayů),
za účelem podpory úplné polymerace kompozitů.

Gel INOX chrání povrch kompozitů a zabráňuje přístupu kyslíku během jejich vytvrzování světlem. Na povrchu kompozitu nevzniká inhibiční kyslíková vrstva a tím nedochází k zastavení procesu řádné polymerace.

Povrch kompozitu vytvrzovaného pomocí gelu INOX je hladký, tvrdší a odolnější proti poškrábání a otěru.

Kompozit je odolný proti změně barvy, nevyplachuje se, není viskózní.

Gel propouští světlo polymerační lampy, dobře se vyplachuje vodou.

UPOZORNĚNÍ: Během práce s kompozitním materiálem musíte přísně dodržovat doporučení jeho výrobce.

INOX lze používat také jako gel typu try-in ke zkušebnímu cementování při protetikém ošetření.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při polymeraci výplní ze světlem vytvrzovaných kompozitů:

1. Nasadte a vytvarujte poslední vrstvu kompozitu, naneste gel INOX, aniž byste se aplikátorem dotýkali vrstvy výplně.

Vrstva gelu musí těsně pokrývat celou plochu kompozitu po celou dobu polymerace.

2. Vytvrďte kompozit světlem přes vrstvu gelu.

3. Gel INOX po ukončení polymerace vypláchněte vodou.

4. V případě potřeby zpracujte a vyleštěte povrch kompozitu.

Při protetikém ošetření s použitím kompozitních cementů:

1. Po protetikém ošetření musíte odstranit nadměrné množství kompozitního cementu.

2. Na hrany náhrady (fasety, inlaye, onlaye) naneste gel INOX, aniž byste se aplikátorem dotýkali vrstvy cementu.

Vrstva gelu musí těsně pokrývat hrany náhrady po celou dobu polymerace.

3. Vytvrďte kompozit světlem přes vrstvu gelu.

4. Gel INOX po ukončení polymerace vypláchněte vodou.

5. V případě potřeby zpracujte a vyleštěte povrch kompozitu.

Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Přípravek INOX nepoužívejte u pacientů s precitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Při práci s přípravkem používejte kofferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

Přípravek může dráždit oči. V případě kontaktu s očima vyplachujte velkým množstvím vody.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v těsně uzavřeném, originálním obalu při teplotě do 25 °C.

Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÉ OBALY

Stříkačka s obsahem 2 ml přípravku, jednorázové aplikátory.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85