

Orange Guttane

CE 1011

Olej k rozpuštění gutaperči

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: pomerančový olej 100%

URČENÍ

Výrobek ORANGE GUTTANE je určený k odstranění gutaperči z kořenového kanálku při opakovaném endodontickém ošetření.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příloženou pipetu musíte před zahájením zákroku ponořit do lihu (etanolu).

1. Příloženou pipetou kápněte 1–2 kapky tekutiny do kanálku.
 2. Gutaperču odstraňte pomocí vybraného kanálkového nástroje.
 3. V případě potřeby použijte další dávku přípravku.
 4. Pokud bude gutaperča suchá nebo křehká, použijte ORANGE GUTTANE znovu.
 5. Opakujte postup, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
- Přípravek je určený k opakovanému použití, pipeta však slouží pouze k jednorázovému použití. Při opakovaném použití pipety hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Dráždí kůži. Při styku s kůží umyjte vodou s mýdlem a dobře opláchněte.

Dráždí sliznici ústní dutiny. V případě kontaktu vypláchněte vodou.

Při styku s okem vyplachujte s otevřeným víčkem po dobu několika minut pod tekoucí vodou a vyhledejte pomoc lékaře. V případě požití vydatně zapijte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při práci s přípravkem používejte kofferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C.

Chraňte proti slunečnímu záření.

Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Lahvička s obsahem 10 ml přípravku, aplikační pipety.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85

Datum poslední aktualizace: 30.08.2017/1