

Leptadlo na porcelán

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD**  
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

**SLOŽENÍ:** kyselina fluorovodíková, 9,5 %, gelová báze, barvivo.

## URČENÍ

Používá se k leptání porcelánu při opravách náhrad a také k leptání porcelánových fazet, korunek nebo inlayů před cementováním.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

Příložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do líhu (etanolu) a následně nasadit na stříkačku.

1. Ohraničte oblast zákroku kofferdamem.
  2. Na místo šroubovacího uzávěru našroubujte pružný modrý aplikátor na stříkačku s leptadlem porcelánu.
  3. Naneste malé množství leptadla na obroušený a vysušený povrch, stříkačku okamžitě po použití uzavřete šroubovacím uzávěrem.
  4. Ponechte působit leptadlo po dobu 60 sekund a potom povrch pečlivě opláchněte a osušte.
  5. Použijte Silan podle návodu k použití výrobce.
- Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

## KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte přípravek u pacientů s precitlivělostí na složky přípravku.

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Žiravina – zabraňte kontaktu s kůží a sliznicemi. V případě kontaktu vyplachujte vydatně pod tekoucí vodou, v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Zabraňte kontaktu s očima. V případě kontaktu vypláchněte velkým množstvím vody pod tekoucí vodou s otevřenými víčky a vyhledejte pomoc očního lékaře.

V případě požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě oprav v ústní dutině pacienta povinně používejte kofferdam a chráňte jeho oči. Během leptání používejte odsávání. Používejte bezpečnostní prostředky: oděv, rukavice, ochranný štít.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

## NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

## OBAL

Stříkačka s obsahem 2 ml přípravky, pružné aplikátory.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85